

# MASQUE GRAND PUBLIC

## Les bons gestes pour le laver :



Un masque usagé doit être lavé en machine avec une lessive classique, **à 60 degrés pendant au moins 30 minutes** (réf de l'ECDC, le virus est inactivé après 30 minutes à 56°).

Le séchage est à réaliser **soit via un sèche-linge, soit à l'air libre.**

Il est important que l'**aspect mécanique du lavage** soit préservé. Il est possible de laver les masques en même temps que des draps ou des serviettes, qui acceptent souvent un lavage à 60°C.

Stocker les masques utilisés dans un contenant spécifique (sac en plastique propre et refermable ou boîte type « Tupperware ») en attendant le lavage.